

AED長期レンタルサービス（病院版）

リモート点検がAED管理の流れを変える 時刻補正付きの新サポートプラン

レンタル機種のご紹介

【日本光電AEDシリーズの共通仕様】

- ・リンクエージ機能（IoT）でリモート点検可能
- ・国産AEDで高い品質管理体制で生産
- ・解析スピード、充電スピードが8秒
- ・大人と小児の兼用パッド（差し替え必要なし）
- ・成人/小児モードが切替スイッチで簡単切替可能
- ・正確な時間で救命データの真正性を確保

より小さく進化した
AED-3100



- ・使用環境（-5°C～50°C）
- ・大きさ：幅206×高さ97×奥行252mm
- ・重さ：約2.3kg
- ・耐用期間：8年

カラーディスプレイ付き
AED-3150



- ・使用環境（-5°C～50°C）
- ・大きさ：幅206×高さ97×奥行252mm
- ・重さ：約2.4kg
- ・耐用期間：8年

イラストガイド機能



レンタル料金のご案内（救命時使用の消耗品は別途）

レンタル期間	AED-3100：月額料金	AED-3150：月額料金
5年～8年	¥ 5,500（税別）	¥6,500（税別）

※耐用期間：AED-3100（8年）、AED-3150（8年）

※5台以上の契約でお値引きできます。

※天災及び盗難に関して20,000円（税別）補償金でレンタル期間補償されます。

救命時のパッドは実費精算（9,800円）※税別

【交換品の例】

待機寿命4年バッテリ（定価36,000円） 消耗した分無償
電極パッド（定価9,800円） 1枚

厚生労働省通達（医政発第0416001号）

日頃からAEDを点検しましょう！

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/aed/

料金に含まれるサービス内容

①リモート点検実施 (AED管理者の負荷軽減)

- ⇒リモート点検で異常があると管理者に連絡します。
- ⇒点検記録表へのチェック入力で点検実施記録を残します。
- ⇒毎月の点検レポート (PDF) でメール送信します。

※ソフトバンクの3G回線を使用しますので、電波が届かない場所の点検付きレンタルプランは設定できません。

②救命で使用時も負担はパッド費用のみ

- ⇒交換時に管理者と連絡を取り交換消耗品を送付します。

③AED本体内部時計の正時間調整

- ⇒救命データの活用には重要です。

④無償修理対応

- ⇒基本的にはレンタル機本体の入替を行います。

フルサポート付レンタルで
今後のAED管理のあり方を提案します。

2019/1/6

月次点検レポート (2018年12月度)

1ヶ月間の点検結果を報告致します。

点検結果等 報告事項		問題なしです。					

[AED情報]

AED名	対応状況	バッテリ残量	バッテリ換葉履歴	バッテリ	故障	リモート監視未
正常	監視中	72%	23/02/27	20/06	なし	正常

[日々の点検結果]

AED番号	AED製造番号	2018年12月
AED-2150	00034623	2018年12月

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
2 緑	3 緑	4 緑	5 緑	6 緑	7 緑	8 緑
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 緑	10 緑	11 緑	12 緑	13 緑	14 緑	15 緑
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 緑	17 緑	18 緑	19 緑	20 緑	21 緑	22 緑
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 緑	24 緑	25 緑	26 緑	27 緑	28 緑	29 緑
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 緑	31 緑					
✓	✓					

[AED連携]

日本のAEDのマークに関して
日本のAEDのマークと並ぶべきない右にあるようなイメージがあると思います。
現状ではメーカーや販売店がそれらのアイデアで独自のAED設置マークを考えて
使用しています。
この状況にあるので、AEDのマークを規格化して議論されております。
監修を重ねるAEDマークが各社がほぼ同じ统一されている方が
いいかと思います。

急速に設備が進む中、いろいろな環境整備がどんどんできてると思います。



リモート点検サービス



ソフトバンクの携帯回線



月次点検レポート (例)

毎日の点検項目
セルフテスト結果
パッドの期限
バッテリ残量

毎日の点検記録
点検レポート作成



消耗品の交換案内等
点検レポートのメール

TEL Mail



日常点検記録
が助かるね。
いざという時
にも安心。

AEDレンタルサービス (株)

AED設置管理者

AEDは高度管理医療機器で特定保守管理医療機器です。
設置管理者は日々の点検及び記録を行う必要があります。

高度管理医療機器等販売業・貸与業 (許可 第7019号)

AEDレンタルサービス株式会社

〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209番地5

徳島健康科学総合センター (本店 配送センター)

〒175-0092 東京都板橋区赤塚1丁目11-2-102 (東京オフィス)

TEL : 0120-791-742 (ナクヒト ナシニ)

FAX : 050-3458-0115

URL : www.aed-rental-s.com

