

AED長期レンタルサービス（一般市場版）

いざという時のAEDだからレンタルで安心を提供します！

レンタル機種のご紹介

【日本光電AEDシリーズの共通仕様】

- ・リンケージ機能（IoT）で**リモート点検可能**
- ・国産AEDで高い品質管理体制で生産
- ・**解析スピード、充電スピードが8秒**
- ・大人と小児の兼用パッド（差し替え必要なし）
- ・成人/小児モードが切替スイッチで簡単切替可能
- ・**正確な時間で救命データの真正性を確保**

より小さく進化した
AED-3100



- ・使用環境（**-5℃**～50℃）
- ・大きさ：幅206×高さ97×奥行252mm
- ・重さ：約2.3kg
- ・耐用期間：8年

液晶ディスプレイ付き
AED-3150



- ・使用環境（**-5℃**～50℃）
- ・大きさ：幅206×高さ97×奥行252mm
- ・重さ：約2.4kg
- ・耐用期間：8年

イラストガイド機能



レンタル料金のご案内

レンタル期間	AED-3100：月額料金	AED-3150：月額料金
5年～耐用期間	¥ 5,800（税別）	¥6,800（税別）

※5台以上の契約でお値引きできます。

※一般市場以外に関しては、別途お見積りとなります。

※天災及び盗難に関して20,000円（税別）補償金でレンタル期間補償されます。

※設置用のボックスもオプションとしてレンタルできます。

ガイドラインのご紹介

AEDの適正配置に関するガイドライン

<http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000024513.pdf>

スポーツ施設におけるAEDの設置・管理のあり方に関するガイドライン

http://www.e-qq.info/aak/image/aed_guideline.pdf

日頃からAEDを点検しましょう！

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iyakuhin/aed/

料金に含まれるサービス内容

① 365日リモート点検実施（管理者の負荷軽減）

- ⇒点検で異常があると管理者に連絡し迅速に対応します。
- ⇒点検記録表へのチェック入力で点検実施記録を残します。
- ⇒毎月の点検サマリレポート（PDF）でメール送信します。

※ソフトバンクの携帯回線を使用しますので、電波が届かない場所の点検付きレンタルプランは設定できません。

② 電極パッド、バッテリーの管理（救命で使用时も無償提供）

- ⇒交換時に管理者と連絡を取り交換消耗品を送付します。

③ AED本体内部時計の正時間調整

- ⇒救命データの活用には重要です。

④ 無償修理対応

- ⇒基本的にはレンタル機本体の入替を行います。

⑤ 救命データの取出し無償対応

- ⇒AED本体を預かりデータ取出しを行います。

フルサポート付レンタルで
今後のAED管理のあり方を提案します。

2019/1/6

月次レポート（2018年12月度）

1ヶ月間の点検結果を報告致します。

点検結果等
報告事項

問題なしです。

【AED情報】

AED状態	対応状況	バッテリー残量	バッテリー残量満期	パッド期限	故障	リモート監視結果
正常	監視中	72 %	23/02/27	20/06	なし	正常

【日々の点検結果】

AED番号：AED-2150 AED製造番号：90034423

2018年12月

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
						1 点検
2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検
9 点検	10 点検	11 点検	12 点検	13 点検	14 点検	15 点検
16 点検	17 点検	18 点検	19 点検	20 点検	21 点検	22 点検
23 点検	24 点検	25 点検	26 点検	27 点検	28 点検	29 点検
30 点検	31 点検					

【AED通信】

日本でのAEDのマークに関して
日本ではAEDのマークと書きたい右にあるようなイメージがあります。
現状ではメーカーや販売店がそれぞれのアイデアで独自のAED設置マークを考へて
使用しています。
こうした状況にあるので、AEDのマークの規格化が議論されています。
緊急を要するAEDマークが多ければより統一されている方が
いざという時に分かりやすいと思います。
急速に設置が進む中、いろいろな現場整備がどんどんできてくると思います。

AED

リモート点検サービス



ソフトバンクの携帯回線



月次点検レポート（例）

毎日の点検項目
セルフテスト結果
パッドの期限
バッテリー残量

毎日の点検記録
点検サマリレポート作成

異常時の対処法
消耗品の交換案内

TEL Mail

AEDレンタルサービス（株）

AED設置管理者

日常点検記録
が助かるわ。
いざという時
にも安心。

設置管理者は日々の点検及び記録を行う必要があります。

高度管理医療機器等販売業・貸与業（許可 第7019号）

AEDレンタルサービス株式会社

〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209番地5

徳島健康科学総合センター（本店 配送センター）

〒355-0037 埼玉県東松山市若松町2-11-24-503（出張所）

TEL：0120-791-742（ナクヒト ナシニ）

FAX：050-3458-0115

URL：www.aed-rental-s.com

