

AED長期レンタルサービス（一般市場版）

いざという時のAEDだからレンタルで安心を提供します！

レンタル機種のご紹介

【日本光電AEDシリーズの共通仕様】

- ・ リンケージ機能（IoT）で **リモート点検可能**
- ・ 国産AEDで高い品質管理体制で生産
- ・ **解析スピード、充電スピードが8秒**
- ・ 大人と小児の兼用パッド（差し替え必要なし）
- ・ 成人/小児モードが切替スイッチで簡単切替可能
- ・ **正確な時間で救命データの真正性を確保**

より小さく進化した
AED-3100



- ・ 使用環境（**-5℃**～50℃）
- ・ 大きさ：幅206×高さ97×奥行252mm
- ・ 重さ：約2.3kg
- ・ 耐用期間：8年

液晶ディスプレイ付き
AED-3150



- ・ 使用環境（**-5℃**～50℃）
- ・ 大きさ：幅206×高さ97×奥行252mm
- ・ 重さ：約2.4kg
- ・ 耐用期間：8年

イラストガイド機能



レンタル料金のご案内

レンタル期間	AED-3100：月額料金	AED-3150：月額料金
5年～耐用期間	¥ 5,800（税別）	¥6,800（税別）

※5台以上の契約でお値引きできます。

※一般市場以外に関しては、別途お見積りとなります。

※天災及び盗難に関して20,000円（税別）補償金でレンタル期間補償されます。

※設置用のボックスもオプションとしてレンタルできます。

ガイドラインのご紹介

AEDの適正配置に関するガイドライン

<http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000024513.pdf>

スポーツ施設におけるAEDの設置・管理のあり方に関するガイドライン

http://www.e-qq.info/aak/image/aed_guideline.pdf

日頃からAEDを点検しましょう！

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iyakuhin/aed/

料金に含まれるサービス内容

① 365日リモート点検実施（管理者の負荷軽減）

- ⇒点検で異常があると管理者に連絡し迅速に対応します。
- ⇒点検記録表へのチェック入力で点検実施記録を残します。
- ⇒毎月の点検サマリレポート（PDF）でメール送信します。

※ソフトバンクの携帯回線を使用しますので、電波が届かない場所の点検付きレンタルプランは設定できません。

② 電極パッド、バッテリーの管理（救命で使用时も無償提供）

- ⇒交換時に管理者と連絡を取り交換消耗品を送付します。

③ AED本体内部時計の正時間調整

- ⇒救命データの活用には重要です。

④ 無償修理対応

- ⇒基本的にはレンタル機本体の入替を行います。

⑤ 救命データの取出し無償対応

- ⇒AED本体を預かりデータ取出しを行います。

フルサポート付レンタルで
今後のAED管理のあり方を提案します。

2019/1/6

月次レポート（2018年12月度）

1ヶ月間の点検結果を報告致します。

点検結果等
報告事項

問題なしです。

【AED情報】

AED状態	対応状況	バッテリー残量	バッテリー残量	パッド期限	故障	リモート監視結果
正常	監視中	72 %	23/02/27	20/06	なし	正常

【日々の点検結果】

AED番号：AED-2150 AED製造番号：90034423

2018年12月

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
						1 点検
2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検
9 点検	10 点検	11 点検	12 点検	13 点検	14 点検	15 点検
16 点検	17 点検	18 点検	19 点検	20 点検	21 点検	22 点検
23 点検	24 点検	25 点検	26 点検	27 点検	28 点検	29 点検
30 点検	31 点検					

【AED通信】

日本でのAEDのマークに関しては、日本ではAEDのマークと書かれているようなイメージがあると思います。現状ではメーカーや販売店がそれぞれのアイデアで独自のAED設置マークを考へて使用しています。このような状況にあるので、AEDのマークの規格化が議論されています。緊急を要するAEDマークが多ければより統一されている方が、いざという時に分かりやすいと思います。急速に設置が進む中、いろいろな現場整備がどんどんできてくると思います。

AED

リモート点検で安心を提供する
AEDレンタルサービス株式会社
https://www.aed-rental-s.com/

www.aed-life.com/information/use_movie/use2.html#headContainer

月次点検レポート（例）

リモート点検サービス



ソフトバンクの携帯回線



毎日の点検記録
点検サマリレポート作成

毎日の点検項目
セルフテスト結果
パッドの期限
バッテリー残量

異常時の対処法
消耗品の交換案内

TEL Mail

AEDレンタルサービス（株）

AED設置管理者

日常点検記録
が助かるわ。
いざという時
にも安心。

設置管理者は日々の点検及び記録を行う必要があります。

高度管理医療機器等販売業・貸与業（許可 第7019号）

AEDレンタルサービス株式会社

〒771-0134 徳島県徳島市川内町平石住吉209番地5
徳島健康科学総合センター（本店 配送センター）

〒175-0092 東京都板橋区赤塚1丁目11-2-102（東京オフィス）

TEL：0120-791-742（ナクヒト ナシニ）

FAX：050-3458-0115

URL：www.aed-rental-s.com

